

Descripción: La lámpara de fotocurado Millenium II, es una unidad de última generación que cuenta con un LED con una longitud de onda entre 430 – 485nm para el fotocurado de casi cualquier resina odontológica.

Es de modo de operación tipo continuo y cuenta con una batería de litio de larga duración, lo que permite el uso continuo durante varios ciclos después de una carga completa



Especificaciones técnicas

LONGITUD DE ONDA	420-480 nm.
INTENSIDAD	$\geq 1000 \text{mw/cm}^2$
TIEMPOS SELECCIONABLES	10 s, 20 s, 30 s y 40s
POTENCIA DEL LED	5 W
VOLTAJE DE OPERACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - 110V – 220V A.C. 60 – 50 Hz. (CONECTOR) - 3.5 VDC (BATERÍA)
PROFUNDIDAD DEL CURADO	$\geq 2 \text{mm}$ con 10s de exposición.


Accesorios:



CARGADOR



BASE



BATERÍA EN LITIO



**PIEZA DE
MANO**

Recuerde: El equipo Millennium II cuenta con una garantía de 1 año por defectos de fabricación y su tiempo empieza a regir desde que dicho producto es instalado en el lugar en el cual se hace el contrato de compra venta.