

Descripción: El micromotor Automat es una pieza usada en Odontología. La simplicidad y el manejo lo hacen imprescindible en visitas a domicilio y en clínicas odontológicas. Diseño ergonómico, peso reducido, pieza de mano extraíble y esterilizable en autoclave. Cuenta con dos modos de operación, de los cuales el primero es directo y el segundo es de operación controlada por pedal. Adicionalmente tiene un sistema de control de giro y un sistema de ajuste de velocidad. Es ideal para pulir acrílicos y estructuras metálicas.



Especificaciones técnicas

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	110 V A.C @ 60 Hz
CORRIENTE	0.4 A
POTENCIA	45 W
DIMENSIONES EXTERIORES (cm)	Ancho: 9.7 Largo: 12.5
VELOCIDAD	35000 RPM

Características:

- **Control variable de velocidad.**
- **Interruptor de encendido apagado**
- **Switch de cambio de dirección derecha / izquierda**
- **Pedal de accionamiento.**
- **Pieza de mano con entrada para contra-angulo de baja velocidad de 35,000 RPM.**
- **Carcasa de plástico de alta resistencia anti-impacto.**
- **Soporte para pieza de mano de goma para mesa de trabajo.**

Recuerde: El micromotor automat cuenta con una garantía de 6 meses por defectos de fabricación y su tiempo empieza a regir desde que dicho producto es instalado en el lugar en el cual se hace el contrato de compra venta.