

Descripción: La polimerizadora Automat está construida completamente en acero inoxidable, Cuenta con un circuito microcontrolado, es automática y muestra los tiempos y las temperaturas de mantenimiento y subida en un panel de control programable. Además tiene con una válvula de apertura manual para evacuar el agua residual de cada proceso.



Especificaciones técnicas

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	110 V A.C @ 60 Hz
CORRIENTE	10 A
DIMENSIONES EXTERIORES (cm)	Alto con manigueta: 48 Ancho con llave: 27 Largo: 48
DIMENSIONES INTERIORES (cm)	Ancho: 18 Largo: 35 Alto: 33.5

Características:

- Capacidad para 9 muflas.
- Tanque en acero inoxidable.
- Llave para drenar el tanque.
- Tapa de cierre removible.
- Control del ciclo por microcontrolador.
- Tiempos y temperatura del ciclo programados en memoria.
- Posibilidad de reprogramar ciclos.
- Display para temperatura y tiempo.
- Indicadores de evolución del ciclo.
- Control automático de temperatura.
-

Recuerde: El Polimerizadora Automat cuenta con una garantía de 1 año por defectos de fabricación y su tiempo empieza a regir desde que dicho producto es instalado en el lugar en el cual se hace el contrato de compra venta.