

Descripción: es la perfecta combinación de un solo instrumento para actuar como ENDO-PERIO SCALER, colocado en su unidad dental como una pieza de mano, con su correspondiente fuente de agua para refrigeración.



Especificaciones técnicas

PRESIÓN:	35psi.
FRECUENCIA DE TRABAJO	8000 ciclos x segundo
PESO	400g
COMPONENTES	<ul style="list-style-type: none"> • Kit para endodoncia. • Llave • 5 Puntas para periodoncia y profilaxis. • Pieza de mano.



FICHA TECNICA PERIOENDO SCALER

CÓDIGO: FT-17
VERSIÓN: 02
FECHA: Junio 13 de 2011

Recuerde:

Use la llave para apretar las puntas a la pieza de mano.

Si va a usar el kit de endodoncia, apriete primero el dispositivo adaptador a la pieza de mano, y posteriormente ajuste las puntas de endodoncia al adaptador.

Conecte la pieza de mano a un conector de su unidad odontológica, que suministre aire a presión y agua.

Utilice el pedal de su unidad para accionar la vibración de la punta.

El equipo PERIOENDO SCALER cuenta con una garantía de 1 año por defectos de fabricación y su tiempo empieza a regir desde que dicho producto es instalado en el lugar en el cual se hace el contrato de compra venta.